




Lyftband till Likorall och Multirall

Alla lyftband till Likorall och Multirall har genomgått en designförändring vid den övre infästningen. De har alla fått nya sömmar och en ny gängad bult som ersätter tidigare skruv och mutter. Bulten till Likorall-banden är 145 mm lång. Alla reservdelslyftband kommer att ersättas med nya artikelnummer, som innehåller den nya bulten och de nya sömmarna.



AVVECKLADE Reservdelslyftband, Likorall

NYA Reservdelslyftband, Likorall (ersätter de avvecklade)

Artikelnr.	Pos.	Produktbenämning		Artikelnr.	Pos.	Produktbenämning
31290011	91	Lyftband till mekanisk nödsänkning, svart	➔	31290098	518	Lyftband till mekanisk nödsänkning, svart
31290028	129	Lyftband Likorall R2R	➔	31290099	519	Lyftband Likorall R2R, svart
31290067	267	Lyftband svart med fast koppling	➔	31290100	520	Lyftband med fast koppling, svart
31290071	296	Lyftband svart, till lyftbygel med snabbkoppling	➔	31290101	521	Lyftband till lyftbygel med snabbkoppling, svart
31290074	338	Lyftband 1800 mm LR 200	➔	31290102	522	Lyftband 1800 mm LR 200, grå
31290088	407	Komplett lyftband med mekanisk nöds. svart	➔	31290103	523	Komplett lyftband med mekanisk nödsänkning, svart
31290081	426	Komplett lyftband med mekanisk nöds. grå	➔	31290104	524	Komplett lyftband med mekanisk nödsänkning, grå
31290082	427	Lyftband för mekanisk nödsänkning, grå	➔	31290105	525	Lyftband för mekanisk nödsänkning, grå
31290083	428	Lyftband 2000 mm LR 200	➔	31290106	526	Lyftband 2000 mm LR 200, grå
31290084	429	Lyftband grått, till lyftbygel med snabbkoppling	➔	31290107	527	Lyftband till lyftbygel med snabbkoppling, grå
31290095	517	Lyftband grått, med fast koppling	➔	31290108	528	Lyftband med fast koppling, grå

AVVECKLADE Reservdelslyftband, Multirall

NYA Reservdelslyftband, Multirall (ersätter det avvecklade)

Artikelnr.	Pos.	Produktbenämning		Artikelnr.	Pos.	Produktbenämning
31390002	163	Lyftband MR	➔	31390011	529	Lyftband Multirall

NYTT Reservdelslyftband, Likorall:

Specialband vid montering med extra hög takhöjd ca. 3.5- max 3.95 m från golv till den skena som lyftmotorn är monterad i.

Artikelnr.	Pos.	Produktbenämning
31290114	532	Lyftband 5.0 m för mekanisk nödsänkning, grå

På vår Partnerwebb, <https://partner.liko.com/> samt på LikoNet finns vår teknisk dokumentation. Har ni inte tillgång till partnerwebben, kontakta Inger Polewey för registrering.

E-mail: inger.polewey@hill-rom.com, Tel: +46 (0)920 - 47 47 13